



動物医療用レーザー

BERG



低侵襲治療・レーザー手術治療システム

株式会社 富士エス・エル・アイ

多くの獣医師が認める経済的で最小侵襲治療。それは出血が少なく、手術時間が短く、治りが早いレーザー治療です。伴侶動物を QOL の向上へ繋がります。

ダイオードレーザー BERG は抜群の品質と操作性、ユニークなデザインで最小侵襲の医療を提供いたします。また、豊富なアクセサリーで多様な治療を提供し、且つ低価格を実現しました。




【臨床例】

腫瘍の摘出術（蒸散、切開、凝固）、腫瘍のレーザーサーミア、疼痛緩和と創傷治癒、緑内障治療、歯周病治療、椎間板ヘルニア減圧術

【モニター】



メインメニュー



サブメニュー



サブメニュー

【仕様】

| 製品名 | BERG | BERG980 |
|---------|-------------------------------------|------------|
| レーザーの種類 | 半導体レーザー (クラス 4) | |
| 発振方式 | CW発振方式 | |
| 発振波長 | 810nm±10nm | 980nm±10nm |
| 最大定格出力 | 15W | |
| 最小定格出力 | 1W | |
| 動作モード | CW/シングルパルス/リピートパルス | |
| パルス照射時間 | 25μs ~ 10s | |
| パルス休止時間 | 25μs ~ 10s | |
| メモリー機能 | 最大 15 種類まで (任意に変更可能) | |
| 可視ガイド光 | 赤色ダイオードレーザー 波長 650nm 最終出力端 5mW以下 | |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| 操作方式 | 8.3 インチ Color LCD touch screen | |
| 定格電圧 | AC100V±10% 50 / 60Hz | |
| 消費電力 | 230VA | |
| 外形寸法 | 223 (W) x256 (D) x312(H)mm | |
| 重量 | 4kg | |
| 確認番号 | 23 動薬 3677 号 | |

詳しい臨床実例と製品ラインナップは、Webで。

富士エスエルアイ

検索

<http://fujisli.co.jp/>



低侵襲治療・レーザー手術治療システム

株式会社 富士エス・エル・アイ

お電話でのお問い合わせ
月～金 9:00～17:30

TEL: 055-225-5505

〒400-0811 山梨県甲府市川田町 946 - 1

FAX: 055-225-5506 E-Mail: ktzt@gamma.ocn.ne.jp