

CORDLESS FREEDOM+

コードレス新時代

The next-generation of cordless ultrasonic vessel sealing and dissection is here




**Sonicision™ カーブドジョー
コードレスシステム**

Medtronic

カーブドジョーデザイン

テーパードの掛かったカーブドジョー



Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ

シャフトバリエーション

13cm、26cm、39cm、48cmの4種類

Sonicision™ カーブドジョー ジェネレータ

オートクレープ滅菌可能、最大 150 回まで使用可能
組み立て時のトルクレンチは不要

デュアルモードボタン

1つのボタンで2つのモード(低出力/高出力)
を出力可能



Sonicision™ カーブドジョー バッテリーチャージャ

新たに搭載されたモニターで、バッテリーの状態を確認することが可能

Sonicision™ カーブドジョー バッテリーパック

滅菌不要、最大 200 回まで使用可能



ORDERING INFORMATION

製品コード	製品名	発注単位
SCDA13	Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 13cm	1本
SCDA26	Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 26cm	1本
SCDA39	Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 39cm	1本
SCDA48	Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 48cm	1本
SCBA	Sonicision™ カーブドジョー バッテリーパック	1個
SCGAA	Sonicision™ カーブドジョー ジェネレータ	1個
SCBIGA	Sonicision™ カーブドジョー バッテリーインサージョンガイド	2個/箱
CBCA	Sonicision™ カーブドジョー バッテリーチャージャ	1個
SCSTA	Sonicision™ カーブドジョー 滅菌トレイ	1個

※使用方法、禁忌、警告、注意事項の詳細については、添付文書をご参照ください。

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名: Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号: 30200BZX00033000
クラス: III

©2020 Medtronic.

ct-hn-ct-vd-us-sonicj(01)e
2002.pdf.cry